



# WISSENSCHAFT

**Das Science Research Center in Abilene, Texas,** berichtet am 23.5.1984:

„aerobic **stabilized** oxygen“ wurde gegen fünf Erreger von Magen-Darm-Erkrankungen erprobt - Salmonella Typhi, Viberia Cholerae, Campylobacter Fetus SS Jejuni, Escheria Coli (H10407) und Staphylococcus Aureus - alles häufig im Wasser vorkommende Krankheitserreger. In vielen Ländern, wo unbehandeltes Wasser verwendet wird sind akute Magen-Darm-Erkrankungen für den Tod von unzähligen Kindern verantwortlich. Die Studie zeigte, dass eine Behandlung mit „aerobic **stabilized** oxygen“ bestens dazu geeignet ist, verseuchtes Wasser effektiv zu reinigen (die Menge, die nötig ist, um wirkungsvoll alle Krankheitserreger abzutöten, hängt von der Höhe des Bestandteils von organischem Material im Wasser sowie von der Gesamtzahl der Bakterien ab).

**Die Firma Professional Services Industries Inc. in Arlington, Texas,**

„aerobic stabilized oxygen“ im Einsatz gegen eine lebensfähige Kultur von Giardia Lambia (Laborbericht Nr. 83-53222-1 vom 10.1.1985):

„aerobic stabilized oxygen“ tötete auf höchst effektive Weise in nur zweieinhalb Minuten 100% der Giardia Lambia-Konzentrationen ( $1 \cdot 10^5$ ),  $1 \times 10^6$ ) und  $1 \times 10^7$ ) Organismen pro Milliliter Leitungswasser, angereichert mit zehn Tropfen „aerobic stabilized oxygen“. Bei einer Konzentration von fünf Tropfen starben die Kulturen innerhalb von drei Minuten vollständig ab.

**Southern Methodist University, Dallas, Texas:**

Dr. John Ubelaker, Professor für Biologie, stellte fest, dass „aerobic **stabilized** oxygen“ effektiv gegen unten genannten gesundheitsgefährdenden Bakterien, Protozoen, Pilze und parasitären Organismen, wirkt:

Embryonale Zellkulturen: Embryonale Krebszellen (Hela Zellen) von Chinesischen Hamstern

Fungus (Pilze): Dictostelium sp.

Cerceriae: Schistosoma Mansoni, Biomphalaria Glabrata

Protozoen Parasiten: Chilomonas sp., P. Andorina sp., Pramecium sp., Chlamdomonas sp., Blepharisma sp., Giardia Lambia ATCC # 30957, Euglena sp., Euplotes sp.

Parasitäre Organismen: Die nematoden Parasiten von Nagetieren und Menschen, Trichinella Spiralis und Trichinella Pseudospiralis

sowie: Enterobacter Cloacae, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumonia, Proteus Vulgaris, Pseudomonas Aeruginosa, Salmonella Typhimurium, Serratia Marcesens, Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidarmidis, Streptococcus Pyogenes, Streptococcus Faecalis

**Baylor Research Foundation, Texas:**

Die Tests des antibakteriellen Wertes von „aerobic stabilized oxygen“ als einem Mittel, das Wasser trinkbar und sicher machen kann, sind abgeschlossen. Die wissenschaftliche Arbeit wurde von Dr. John Ubelaker, Professor der Biologie bei der SMU, durchgeführt. Dr. Ubelaker hat nun sein Testprotokoll über Bakterien, Protozoen, Dictostelium Fungus (Pilze), Muskelparasiten, wasserlebende Cercarien von Schistosoma Mansoni, und Embryonalzellen in einer Kulturlösung fertiggestellt und positive Resultate erhalten. Mit diesen aktuellen Daten ist einwandfrei nachgewiesen, dass „aerobic **stabilized** oxygen“ effizient all die pathogenen Organismen abtötet, die das Trinkwasser verunreinigen.

JJ. Mathews, Ph.D., Executive Director, Baylor Research Foundation

**Dr. Guillermo Garcia Basurto, Medizinischer Direktor des Roten Kreuzes in Mexiko,** machte folgende Anmerkungen betreffend der Wirksamkeit und den „oft verblüffenden Resultaten“ von Haloquem, einem Spray, das auf der Basis von „aerobic **stabilized** oxygen“ funktioniert:

Bei Verbrennungen zweiten und dritten Grades sofortiger Rückgang der Schmerzen. Die Narben nach einer Verbrennung zweiten oder dritten Grades sind weich und sehen fast so aus wie normales Gewebe. Das Produkt verhindert Infektionen oder beendet sie, und das sehr häufig gerade in solchen Fällen, in denen verschiedene Antibiotika nicht wirkten.

**Nach der Operation:** Die Schnitte heilen in kürzerer Zeit als üblich. „Leucocytosis“ und Infektionen im Umkreis der Wundränder bleiben völlig aus, zurück bleibt eine sehr feine dünne Linie, die nicht anschwillt. Das Produkt beseitigt in kurzer Zeit alle Signale einer Allergie in der Naht.

**Dr. John H. Brewer, Ph.D., Hardin-Simons Universität, Wissenschaftliches Forschungszentrum, Abilene, Texas:**

„aerobic stabilized oxygen“ zerstört wirkungsvoll folgende Krankheitserreger: Salmonella Typhi, Viberio Cholerae, Campylobacter Fetus SS Jejuni, Escherichia Coli (H10407), Staphylococcus Aureus.

**Kaiser Hospital in San Francisco, Californien**

**Dr. Romeo Basa, Leiter der Inhalationstherapieabteilung:**

1. „aerobic stabilized oxygen“ ist mindestens ebenso effektiv bei der Vernichtung von Bakterien wie jedes andere Desinfektionsmittel, das derzeit in Gebrauch ist oder, in dieser Hinsicht, als jedes andere Desinfektionsmittel, von dem ich Kenntnis habe.
2. Anders als andere Desinfektionsmittel, mit denen ich derartige Erfahrungen machen musste, entstehen durch den Gebrauch von „aerobic stabilized oxygen“ keinerlei Verfärbungen an den Plastikteilen der Inhalationsapparaturen.
3. Ebenfalls anders als die Desinfektionsmittel, mit denen ich bislang gearbeitet habe, bewirkt „aerobic stabilized oxygen“ weder ein Poröswerden noch ein Aufweichen des IPPS-Schlauchsystems.
4. „aerobic stabilized oxygen“ verursacht keinerlei Rosten der Metallverbindungsteile, während dieser Effekt bei Verwendung von Desinfektionsmitteln auf Öl- oder Phenolbasis beobachtet werden musste. Desinfektionsmittel auf Ölbasis tendieren dazu, einen Rückstand auf den Geräten zurückzulassen, der verantwortlich ist für ein schlechteres Funktionieren, besonders der kleinen Spraydüsen, die schnell verstopfen.
5. Da „aerobic stabilized oxygen“ anorganisch ist, dürfte es sicherer in der Handhabung sein als Desinfektionsmittel, die auf giftigen Substanzen basieren, zum Beispiel Phenole, die lebendes Gewebe töten können.
6. „aerobic stabilized oxygen“ zeigte keinen Abfall oder Ausfallerscheinungen und behielt seine antibakterielle Wirkung auf einem konstanten Niveau.

Ich würde „aerobic stabilized oxygen“ gegenüber jedem anderen Mittel, das ich kenne, den Vorzug geben.

**Dankschreiben des Reiseveranstalters „Pace Setter Travel & Tours Inc.“**

Wir benützen und vertreiben „aerobic stabilized oxygen“ seit mehreren Jahren. Wir können ebenso wie unsere Kunden nur Gutes über dieses außergewöhnliche Produkt sagen. „aerobic stabilized oxygen“ ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres Reisebüros geworden und hat sich als eine der besten Dienstleistungen erwiesen, die wir unseren Kunden anbieten können. Ein großer Prozentsatz unserer Kunden reist in Gebiete, wo das Trinkwasser von weitaus schlechterer Qualität ist, als das die Reisenden gewohnt sind. Das gilt sowohl für verschiedene Städte in Kanada und den USA als auch für andere Ländern.

Viele Menschen müssen auf Geschäfts- oder Vergnügungsreisen die unangenehme Erfahrung machen, dass der Genuss von Wasser oder Nahrung Krankheiten verursacht. Durchfallerkrankungen, verursacht durch verunreinigtes Trinkwasser, können äußerst lästig und schmerzhaft sein und einen ganzen Urlaub ruinieren. Wir haben festgestellt, dass Kunden, die „aerobic stabilized oxygen“ verwenden, nur äußerst selten solche schlechten Erfahrungen machen. Im Gegenteil, viele von ihnen sagen, dass „aerobic stabilized oxygen“ noch weit mehr kann als nur Wasser und Essen desinfizieren.

Wir kennen kein anderes Produkt, das effektiver und sicherer Wasser reinigt als „aerobic stabilized oxygen“, und wir empfehlen „aerobic stabilized oxygen“ wärmstens jedem Reisenden, ob er nun rund um die Welt fliegt oder einfach ins Hinterland trampt. Ich jedenfalls weiß, dass wir niemals ohne „aerobic stabilized oxygen“ verreisen.

Herzlichst, C. Lillejord, Pace Setter Travel, Okotoks, Altamount

**Zulassung:** „aerobic stabilized oxygen“ - wird in Europa sowohl als Lebensmittel als auch zur Trinkwasseraufbereitung verwendet.

**Alle Inhaltsstoffe entsprechen der deutschen Lebensmittel- und Trinkwasserverordnung.**

Die Verkehrsfähigkeit wurde 2010 erneut bestätigt.

**Zutaten: Wasser, Sauerstoffmoleküle,  
Natriumchlorid (Salz) 2,8%  
Natriumcarbonat 0,33%  
Natriumsulfat 0,24%**

**PH Wert: Hochkonzentrat: 13,20  
PH Wert: in der Anwendung: 7,20  
(20 Tropfen/200ml Wasser:)**

Eine Flasche reicht, je nach Einsatzgebiet, pro Person für ca. 30 Tage.

aerobic stabilized oxygen - Hochkonzentrat ist seit 1998 in deutschen Apotheken erhältlich

1 Flasche PZN: 6613614

5 Flaschen PZN: 6613577

Ihr Fachhandel: